



Easy@Home TENS Urządzenie do masażu przeciwbólowego, elektrostymulator EMS - podświetlany ekran LCD Potężny profesjonalny puls i akumulator

Indeks: 682099 Producent: Easy@Home Kod producenta: EHE012PRO

Cena: **268.55 zł**

Opis

Easy@Home TENS Urządzenie do masażu przeciwbólowego, elektrostymulator EMS - podświetlany ekran LCD Potężny profesjonalny puls i akumulator

Producent: Easy@Home

- **WYSOKIEJ JAKOŚCI, MOCNY PULS:** Easy@Home TENS PL-029V, profesjonalne i skuteczne urządzenie do uśmierzania bólu z efektem elektronicznej stymulacji mięśni. Wysokiej jakości konstrukcja z potężnym, profesjonalnym natężeniem pulsu nadaje się nie tylko do uśmierzania bólu i rozluźniania mięśni, ale także do regeneracji mięśni i leczenia bólu zarówno dla amatorów, jak i zawodowych sportowców lub sportowców regularnie praktykujących.
- **EFEKTYWNA TERAPIA MASAŻU:** 20 poziomów mocy o intensywności od bardzo lekkiej do bardzo mocnej, 5 automatycznych opcji programów masażu i 3 tradycyjne tryby masażu. Skuteczne urządzenie terapeutyczne do uśmierzania bólu. Idealny prezent na Walentynki, Dzień Matki, Dzień Ojca, Boże Narodzenie, Urodziny.
- **PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA:** Duży podświetlany wyświetlacz LCD z w pełni zautomatyzowanymi, intuicyjnymi programami masażu i regulowaną intensywnością. Niezależne sterowanie cyfrowe dla lewego i prawego kanału.
- **DŁUGOTRWĄLE AKUMULATORY:** Akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB lub DC. Do 120 minut na sesję kilka razy dziennie. W zestawie 4 elektrody i skórzana torba do przechowywania. **UWAGA:** Upewnij się, że akumulatory są naładowane, słabe akumulatory mogą powodować słabe impulsy lub ich brak.
- **BEZPIECZEŃSTWO:** NIE używaj produktu, jeśli masz rozrusznik serca lub chorobę serca, wszczepione metalowe urządzenia/śruby w niektórych częściach ciała lub jeśli cierpisz na epilepsję. Przed zakupem przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.
- **UWAGA:** Upewnij się, że elektrody są podłączone do skóry, a przewody są prawidłowo podłączone do urządzenia. Elektrody należy stosować parami po 2 lub 4 (bez dotykania), przy czym każda para musi być podłączona do przewodu przewodzącego. Symbol A lub B, w zależności od tego, który zostanie naciśnięty i miga, wskazuje, że kanał jest w trybie gotowości; jego intensywność można modyfikować za pomocą przycisków (+) lub (-).
- **waga przedmiotu:** 32.8 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** WYSOKIEJ JAKOŚCI, MOCNY PULS: Easy@Home TENS PL-029V, profesjonalne i skuteczne urządzenie do uśmierzania bólu z efektem elektronicznej stymulacji mięśni. Wysokiej jakości konstrukcja z potężnym, profesjonalnym natężeniem pulsu nadaje się nie tylko do uśmierzania bólu i rozluźniania mięśni, ale także do regeneracji mięśni i leczenia bólu zarówno dla amatorów, jak i zawodowych sportowców lub sportowców regularnie praktykujących., EFEKTYWNA TERAPIA MASAŻU: 20 poziomów mocy o intensywności od bardzo lekkiej do bardzo mocnej, 5 automatycznych opcji programów masażu i 3 tradycyjne tryby masażu. Skuteczne urządzenie terapeutyczne do uśmierzania bólu. Idealny prezent na Walentynki, Dzień Matki, Dzień Ojca, Boże Narodzenie, Urodziny.,

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA: Duży podświetlany wyświetlacz LCD z w pełni zautomatyzowanymi, intuicyjnymi programami masażu i regulowaną intensywnością. Niezależne sterowanie cyfrowe dla lewego i prawego kanału., DŁUGOTRWALE AKUMULATORY: Akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB lub DC. Do 120 minut na sesję kilka razy dziennie. W zestawie 4 elektrody i skórzana torba do przechowywania. UWAGA: Upewnij się, że akumulatory są naładowane, słabe akumulatory mogą powodować słabe impulsy lub ich brak., BEZPIECZEŃSTWO: NIE używaj produktu, jeśli masz rozrusznik serca lub chorobę serca, wszczepione metalowe urządzenia/śruby w niektórych częściach ciała lub jeśli cierpisz na epilepsję. Przed zakupem przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa., UWAGA: Upewnij się, że elektrody są podłączone do skóry, a przewody są prawidłowo podłączone do urządzenia. Elektrody należy stosować parami po 2 lub 4 (bez dotykania), przy czym każda para musi być podłączona do przewodu przewodzącego. Symbol A lub B, w zależności od tego, który zostanie naciśnięty i miga, wskazuje, że kanał jest w trybie gotowości; jego intensywność można modyfikować za pomocą przycisków (+) lub (-).

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** Easy@Home
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 694157898605, 0694157898605
- **rozmiar:** Jeden rozmiar
- **numer części:** EHE012PRO
- **płeć docelowa:** unisex
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.78 kilograms
- **producent:** Easy@Home
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854487031
- **numer modelu:** EHE012PRO
- **nazwa przedmiotu:** Easy@Home TENS Urządzenie do masażu przeciwbólowego, elektrostymulator EMS - podświetlany ekran LCD Potężny profesjonalny puls i akumulator
- **instrukcje opieki:** Prać wyłącznie ręcznie
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Producent	Easy@Home
Model	EHE012PRO
Waga	32.8 g
Zaleca się	Ręczne pranie
Liczba sztuk w opakowaniu	1

Zdjęcia

