



Test Diagnostyczny Hormonalny Medivere

Indeks: **750120** Producent: **Medivere** Kod producenta: **110018DE**

Cena: **464.30 zł**

Opis

Podstawowy test śliny.

Producent: medivere

- Analiza laboratoryjna steroidów DHEA.
- Estradiol
- Progesteron.
- Testosteron w ślinie do określenia aktualnej sytuacji hormonalnej u kobiety.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.14 kilograms
- **język:** german
- **producent:** medivere
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260359328248, 4250570300833
- **zalecane węzły przegładania:** 27008236031
- **punkt znaku wypunktowania:** Analiza laboratoryjna steroidów DHEA., Estradiol, Progesteron., Testosteron w ślinie do określenia aktualnej sytuacji hormonalnej u kobiety.
- **Opis produktu:** Test diagnostyczny nie zastępuje leczenia specjalistycznego przez lekarza. Analiza laboratoryjna: hormony steroidalne DHEA, estrol, progesteron i testosteron w ślinie do określenia aktualnej sytuacji hormonalnej u kobiety lub mężczyzny. Zestaw testowy obejmuje: 1 instrukcja pozyskiwania śliny, 1 świadectwo gwarancji. 3 szpatułka naczynaczynaczynaczynaczy(Saliva)3 słomki 3 etykiety próbka 1 pojemnik wysyłkowy 1 torba wysyłkowa (już bez przesyłki w Niemczech) Wskazówka dla klientów z Austrii bezpłatna dostawa do laboratorium zwrotnego na terenie Niemiec – dla klientów z Austrii obowiązuje następująco: Próba jest wysyłana na terenie Austrii do Wiednia i pochodzi od tego za pośrednictwem ekspresu do Niemiec. Alternatywnie próbkę w obszarze granicznym można oddać w niemieckim fiale pocztowym z niemiecką torebką wysyłkową. Adres austriacki brzmi: Centrum diagnostyczne Millergasse, Millergasse 40/5 w 1060 Wiedeń/Austria. Wyniki służą jako podstawę indywidualnej terapii, która powinna odbywać się wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub terapeutą. Sposób składania zamówienia wyślemy wybrany pakiet testowy z szczegółową instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). do Umieść próbkę w rurce, prześlij ją w przygotowanej kopercie do naszego laboratorium partnerskiego, GANZIMMUN DIAGNOSTICS AG, a otrzymasz wynik z oceną profilu po ok. 5-7 dni roboczych. Cena zakupu zestawu testowego obejmuje już ocenę laboratoryjną. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Dla klientów ze Szwajcarii: próbka zostanie wysłana samodzielnie na terenie Szwajcarii. Adres szwajcarski: GANZIMMUN Diagnostics AG, skrzynka pocztowa w 8408 Winterthur / Szwajcarii (koszty zwrotów z innych krajów (nie UE) nie są wliczone w cenę)
- **marka:** Medivere
- **nazwa przedmiotu:** Podstawowy test śliny.
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-22T04:26:11.205Z
- **numer części:** 110018DE
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga opakowania	0.14 kg
Model	Test hormonalny Medivere
Producent	Medivere

Zdjęcia



Anleitung zur Probennahme

Speicheltests

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befragung
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 3 Speichelgefäße (Saliva)
- 3 Staubkappe
- 3 Klebten Prober 1-3 mit Aufdruck „Name, Datum, Uhrzeit“
- 1 Versandgefäß
- 1 Saure Versandtasche

Diese Anleitung ist gültig für folgende Einzelbestimmungen und Kombinationen:
Einzelbestimmungen:
CHGA
DHEA
Progesteron
Testosteron
Wechselhormone
Cortisol (Fruchtbestimmung)
Kombinationen:
Hormone Frau/Mann
Hormone Frau/Mann plus

Test-Vorbereitung

Frauen sollten die Probe vorzugsweise zwischen dem 19. und 21. Zyklustag nehmen.

Bei der Einnahme von Hormonpräparaten empfohlen wie Rücksprache mit Ihrem Therapeuten zu halten. Wir empfehlen den Tabletten- oder Kapselzufuhr Probenentnahme 12 h nach der letzten Hormoneneinnahme, bei Gel- oder Cremezufuhr Probenentnahme 24 h nach der letzten Hormoneneinnahme – abtun 48 h nach der letzten Gel- oder Cremezufuhr.

Bitte geben Sie die Einzelteile von Hormonpräparaten auf dem Probenbegleitschein an.

Beachten Sie zudem, dass Kosmetika (z. B. Gesichtsseren) oftmals beträchtliche Mengen an Hormonen enthalten und somit das Analyseergebnis verfälschen können.

Am Tag der Probengewinnung sollten Sie folgendes beachten:

1. den Speichel **nicht mit Blut vermischen**, z. B. durch Zahnefleischbluten
2. **kein Mundwasser / keine Mundspülungen** verwenden
3. Speichelproben **vor dem Zähneputzen** oder frühestens 30 min danach nehmen
4. vor den Speichelproben den **Mund mit klarem Wasser spülen** und mit der Probengewinnung beginnen, wenn sich der Speichelfluss wieder normalisiert hat
5. vor der ersten Speichelprobe und während der Probengewinnung **weder essen noch trinken**. **Milch, Milchprodukte** und Essenerste enthalten bedeutende Mengen an Hormonen, die **erhöhte Hormonkonzentrationen** vorläuschen können.