



Vitrus Ultra - płyn do kąpieli okularów 2500 ml

Indeks: 746172 Producent: Kistner

Cena: **464.20 zł**

Opis

Vitrus płyn do kąpieli okularów – 2500 ml koncentratu do uzupełniania

Producent: Kistner

- Vitrus kąpiel okularów
- Kanister 2500 ml.
- idealne czyszczenie okularów
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.76 kilograms
- **producent:** Kistner
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4401208794009
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854403031
- **punkt znaku wypunktowania:** Vitrus kąpiel okularów, Kanister 2500 ml., idealne czyszczenie okularów
- **Opis produktu:** Płyn do kąpieli okularów – 2500 ml koncentratu do napełniania Kanister o pojemności 2,5 l. Włóż okulary ok. 5 min do kąpieli okularów Vitrus. Rozcieńczony płyn czyszczący rozpuszcza brud całkowicie delikatnie – bez potrząsania – również w przestrzeniach. Odświeża Twoje okulary jak nowe. Spłucz okulary pod czystą wodą i wypoleruj je np. ściereczką z mikrofibry. Do kąpieli okularów: Wydajna kąpiel do okularów posiada wypełnienie ok. 4 tygodnie. Koncentrat (2500 ml) wystarcza na ok. 100-125 wypełnień i zawsze można je dokupić w naszym sklepie. Można opróżnić ten przyjazny dla środowiska produkt w umywalce. Instrukcja użytkowania: - Wlać koncentrat 1/2 do pojemnika - Napełnij letnią wodą aż do oznaczenia. - Okulary 5 min. pozostawić w łazience, a następnie spłukać świeżą wodą. - przecierać suchą, miękką ściereczką. - Twoje okulary będą higienicznie czyste i krystalicznie czyste. - Wypełnienie ok. 4 tygodnie trwałości - Przed ponownym napełnieniem oczyścić pojemnik Najważniejsze informacje Usuwa bardzo silne zabrudzenia. Bardzo łatwe i szybkie zastosowanie. Rozmiar pojemnika 15 cm wysokości i 9,5 cm średnicy Zakres dostawy: 1 x koncentrat do kąpieli okularów (kanister 2500 ml – rozmiar warsztatowy o wyglądzie optycznym).
- **nazwa przedmiotu:** Vitrus płyn do kąpieli okularów – 2500 ml koncentratu do uzupełniania
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-17T05:28:21.990Z

Parametry

Pojemność	2500 ml
Producent	Kistner
Zalecane użycie	Dla każdego rodzaju okularów
Czas kąpieli	5 minut

