



Lomatuell Pro Comfort 10x20 cm

Indeks: **815231** Producent: **Lomatuell Pro** Kod producenta: **LOM0036F**

Cena: **300.63 zł**

Opis

Lomatuell Pro 10X20Cm 30872 10

Producent: Lomatuell Pro

Opaska opatrunkowa Lomatuell Pro 10X20Cm to innowacyjne rozwiązanie do zmiany opatrunku na ranach. Wykonana z żelowej warstwy wazeliny i cząstek hydrokoloidowych, zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku o niskim bólu. Dzięki elastycznemu materiałowi opaskę można łatwo przyciąć do różnych rozmiarów ran i obszarów ciała, minimalizując ryzyko związane z raną.

Produkt Lomatuell Pro 10X20Cm został stworzony z myślą o efektywnej pielęgnacji ran. Zalecany przedział zmiany opatrunku wynosi zwykle 2-4 dni, jednak w zależności od rodzaju rany może być dłuższy. Opaska składa się z tiulu z włókna poliestrowego impregnowanego mieszanką powłokową, matrycy polimerowej, wazeliny i hydrokoloidu, co sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w procesie gojenia się ran.

Lomatuell Pro 10X20Cm zapewnia skuteczną ochronę oraz komfort podczas procesu leczenia ran. Dzięki wysokiej jakości materiałom i innowacyjnemu designowi, produkt ten stanowi nieodzowny element wyposażenia apteczki domowej czy profesjonalnego gabinetu medycznego.

- Trening żelowej warstwy wazeliny i cząstek hydrokoloidowych.
- atraumatyczna zmiana opatrunku o niskim bólu.
- można przyciąć do różnych rozmiarów ran i obszarów ciała.
- . Ryzyko związania się z raną jest zminimalizowane.
- 2323 elastyczny, elastyczny materiał:

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** Lomatuell Pro
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4021447547008
- **zalecane węzły przegładania:** 20658035031, 26948460031
- **punkt znaku wypunktowania:** Trening żelowej warstwy wazeliny i cząstek hydrokoloidowych., atraumatyczna zmiana opatrunku o niskim bólu., można przyciąć do różnych rozmiarów ran i obszarów ciała., . Ryzyko związania się z raną jest zminimalizowane., 2323 elastyczny, elastyczny materiał:
- **numer modelu:** LOM0036F
- **Opis produktu:** Przedział zmiany opatrunku. Zalecany przedział zmiany opatrunku wynosi zwykle 2-4 dni. W zależności od rodzaju i postępu gojenia się rany opatrunek może być dłuższy (do maks. 7 dni) lub krócej na ranę. Skład produktu: tiul z włókna poliestrowego impregnowany mieszanką powłokową, składający się z matrycy polimerowej (elastyczna odkształcalna masa utrwalająca), wazeliny i hydrokoloidu
- **marka:** Lomatuell Pro
- **nazwa przedmiotu:** Lomatuell Pro 10X20Cm 30872 10
- **poziom opakowania:** unit

- data uruchomienia strony produktu: 2020-12-18T19:04:57.824Z
- numer części: LOM0036F
- przelicznik jednostek: 1

Parametry

Wymiary	10x20 cm
Skład	tiul z włókna poliestrowego, wazelina, cząstki hydrokoloidowe
Waga	0.2 kg

Zdjęcia

