



BAUERFEIND - GenuTrain P3 - Wsparcie wytrzymałe dla kolana - Lewe kolano - Rozmiar 5 - Kolor czarny

Indeks: **831963** Producent: **Bauerfeind** Kod producenta: **11041403070705**

Cena: 519.17 zł

Opis

BAUERFEIND - GenuTrain P3 - Podparcie kolan - dla niewłaściwego dopasowania kolana - Lewe kolano - Rozmiar 5 - Kolor czarny

Producent: Bauerfeind

Podparcie kolan Bauerfeind GenuTrain P3 to innowacyjne rozwiązanie dla osób z problemami z właściwym dopasowaniem kolana. Dzięki skutecznej kontroli koka i lepko-elastycznej podkładce Omega, produkt zapewnia ulgę w bólu kolan oraz wspomaga rehabilitację. Idealny do użytku w przypadku zwichnięć rzepki, problemów z bocznym śledzeniem kolana, bólu kolan biegacza i innych urazów. Wyprodukowany w Niemczech z najwyższą jakością i dbałością o wykonanie.

Ten produkt Bauerfeind został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu, wsparcia i skuteczności. Posiada normy jakościowe, które ewoluowały przez ostatnie 80 lat, pozostając w czołówce innowacji. Podparcie kolan GenuTrain P3 oferuje precyzyjne dopasowanie i stabilność, dzięki czemu można efektywnie wspomagać leczenie i rehabilitację. Dostępny w rozmiarze 5, kolorze czarnym, dedykowany dla lewego kolana.

Za pomocą podparcia kolan Bauerfeind GenuTrain P3 można skutecznie przeciwdziałać bólom kolana oraz poprawić kontrolę koka. Produkt jest dedykowany dla osób aktywnych, które pragną zapewnić sobie wsparcie i ulgę w codziennych aktywnościach. Wybierz jakość i innowacyjność od Bauerfeind dla zapewnienia prawidłowego dopasowania i funkcjonalności kolana.

- Zapewnij prawidłowe dopasowanie i wymiary: Przy lekko zgiętym kolanie użyj środka rzepki jako punktu wyjścia i zmierz 15 cm w górę uda. Zmierz wokół uda dla obwodu. Używając środka rzepki do punktu startowego, zmierz 15 cm w dół łydki. Zmierz wokół łydki w celu uzyskania obwodu. Upewnij się, że taśma miernicza nie jest zbyt ciasna ani zbyt luźna. Zapoznaj się z tabelą rozmiarów i filmem, aby uzyskać prawidłowy rozmiar.
- Poprawiona kontrola koka: zaprojektowany, aby pomóc złagodzić ból związany z niewspółosiowością rzepki. Dzięki paskowi korekcyjnemu zintegrowana podkładka w kształcie pierścienia utrzymuje rzepkę bezpiecznie w naturalnej, centralnej pozycji i zapobiega dryfowaniu.
- WYGODNY I SKUTECZNY BÓL KOŁÓW: Włączona lepko-elastyczna podkładka Omega otacza rzepkę (rzepkę), aby złagodzić ból i zapewnić nacisk masujący. Jeśli masz ciasną opaskę IT, wsparcie P3 pomaga rozluźnić mięśnie na zewnątrz uda, aby złagodzić ból.
- UŻYWANE DO POMOCY LECZENIA I POMOCY: ból kolan, problemy z śledzeniem kolana (problemy z bocznym śledzeniem), zwichnięcie rzepki (lub podwichnięcie), kolano biegacza, ciasna opaska IT, zespół udowy rzepki (lub ból) i inne bóle kolan.
- Norma jakości BAUERFEIND: Wszystkie produkty Bauerfeind są produkowane w Niemczech z najwyższymi

standardami produkcyjnymi, aby zapewnić najwyższą jakość. Technologia Bauerfeind ewoluowała w ciągu ostatnich 80 lat i nadal wyznacza standardy dopasowania, komfortu, wsparcia i wydajności.

- **waga przedmiotu:** 8 ounces
- **punkt znaku wypunktowania:** Zapewnij prawidłowe dopasowanie i wymiary: Przy lekko zgiętym kolanie użyj środka rzepki jako punktu wyjścia i zmierz 15 cm w górę uda. Zmierz wokół uda dla obwodu. Używając środka rzepki do punktu startowego, zmierz 15 cm w dół łydki. Zmierz wokół łydki w celu uzyskania obwodu. Upewnij się, że taśma miernicza nie jest zbyt ciasna ani zbyt luźna. Zapoznaj się z tabelą rozmiarów i filmem, aby uzyskać prawidłowy rozmiar., Poprawiona kontrola koka: zaprojektowany, aby pomóc złagodzić ból związany z niewspółosiowością rzepki. Dzięki paskowi korekcyjnemu zintegrowana podkładka w kształcie pierścienia utrzymuje rzepkę bezpiecznie w naturalnej, centralnej pozycji i zapobiega dryfowaniu., WYGODNY I SKUTECZNY BÓL KOŁÓW: Włączona lekko-elastyczna podkładka Omega otacza rzepkę (rzepkę), aby złagodzić ból i zapewnić nacisk masujący. Jeśli masz ciasną opaskę IT, wsparcie P3 pomaga rozluźnić mięśnie na zewnątrz uda, aby złagodzić ból., UŻYWANE DO POMOCY LECZENIA I POMOCY: ból kolana, problemy z śledzeniem kolana (problemy z bocznym śledzeniem), zwichnięcie rzepki (lub podwichnięcie), kolano biegacza, ciasna opaska IT, zespół udowy rzepki (lub ból) i inne bóle kolana., Norma jakości BAUERFEIND: Wszystkie produkty Bauerfeind są produkowane w Niemczech z najwyższymi standardami produkcyjnymi, aby zapewnić najwyższą jakość. Technologia Bauerfeind ewoluowała w ciągu ostatnich 80 lat i nadal wyznacza standardy dopasowania, komfortu, wsparcia i wydajności.
- **marka:** BAUERFEIND
- **ogólne słowo kluczowe:** rodillera^rodilla^protector^rodilla^orte^itk to SKW PJ
- **rozmiar:** Left, Size 5
- **numer części:** 11041403070705
- **styl:** Lewy, rozmiar 5
- **producent:** Bauerfeind
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4046445107672, 4046445600081, 08917350661404, 04046445600081
- **numer modelu:** 11041403070705
- **nazwa przedmiotu:** BAUERFEIND - GenuTrain P3 - Podparcie kolana - dla niewłaściwego dopasowania kolana - Lewe kolano - Rozmiar 5 - Kolor czarny
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T17:39:22.641Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.05 pounds
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658035031, 20854482031, 20854602031
- **dział:** Mężczyźni, kobiety, seniorzy, młodzież
- **data premiery:** 2011-04-29T00:00:01Z
- **materiał:** Pianka
- **orientacja dłoni:** Left

Parametry

Materiał	Pianka
Zastosowanie	Wsparcie dla lewego kolana
Rozmiar	5
Kolor	Czarny
Producent	Bauerfeind

CORRECTIVE STRAP

Can be individually adjusted for optimal kneecap control.

MUSCLE-RELAXING PAD

Relieves lateral tension on the patella and reduces pain.

PAD WING

Proximal extension as far as the vastus medialis muscle, improved proprioception.

VISCOELASTIC PAD

Surrounds and centers the kneecap for better stability.

PATELLA COVER

Counteracts the tilting of the knee cap.

CORRECTIVE GUIDE

Prevents the kneecap from drifting outward to relieve discomfort and help healing without loss of mobility.

HOFFA PADS

Two pressure points on the pad relieve strain on the area below the knee and help reduce pain.

