



Cyfrowe mieszadło magnetyczne ONiLAB 280°C z LED

Indeks: **690690** Producent: **ONiLAB** Kod producenta: **MS-H280 DE**

Cena: 1,021.99 zł

Opis

ONiLAB Cyfrowy mieszadło magnetyczne LED 280°C z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, 200 – 1500 obr./min, 110 V, czujnik temperatury, stojak i mieszadło wchodzi w zakres dostawy

Producent: ONiLAB

- Precyzyjna kontrola temperatury i doskonała moc grzewcza: wyposażona w wewnętrzny czujnik temperatury i zewnętrzny czujnik temperatury PT1000 z dokładnością 0. 5°C, automatycznie identyfikuje
- Łatwa obsługa i doskonała wydajność mieszania: maksymalna ilość mieszania może wynosić do 5 l i maks. 3 l przy maksymalnej prędkości 1500 obr./min, regulacja prędkości obrotowej i regulacja ciepła są łatwe w obsłudze i dopasowaniu
- Precyzyjna regulacja temperatury i prędkości zapewnia szerokie zastosowanie: cyfrowy wyświetlacz LED umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury i prędkości dla funkcji ogrzewania i mieszania. Szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, medycynie i zdrowiu, placówkach badawczych, szkołach wyższych i uniwersytetach, laboratoriach, mieszkankach płynów
- Ostrzeżenie w temperaturze 50°C i wysokiej jakości materiały laboratoryjne: ostrzeżenie "HOT" miga, gdy blat roboczy znajduje się powyżej 50°C, nawet jeśli płyta grzewcza jest wyłączona, aby zapobiec oparzeniom. Obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości jest odporna na wysokie temperatury i bardzo ognioodporna, bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wymaga konserwacji i zapewnia długą żywotność
- Trzy lata gwarancji i wszystko, czego potrzebujesz: Jesteśmy producentem z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie produktów laboratoryjnych. Na to urządzenie udzielamy 3 lat gwarancji, jest dostarczane z czujnikiem temperatury, stojakiem i mieszadłem

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.58 kilograms
- **pojemność:** 5 liters
- **producent:** ONiLAB
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0768472739940, 768472739940
- **zalecane węzły przegładania:** 27008584031
- **punkt znaku wypunktowania:** Precyzyjna kontrola temperatury i doskonała moc grzewcza: wyposażona w wewnętrzny czujnik temperatury i zewnętrzny czujnik temperatury PT1000 z dokładnością 0. 5°C, automatycznie identyfikuje, Łatwa obsługa i doskonała wydajność mieszania: maksymalna ilość mieszania może wynosić do 5 l i maks. 3 l przy maksymalnej prędkości 1500 obr./min, regulacja prędkości obrotowej i regulacja ciepła są łatwe w obsłudze i dopasowaniu, Precyzyjna regulacja temperatury i prędkości zapewnia szerokie zastosowanie: cyfrowy wyświetlacz LED umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury i prędkości dla funkcji ogrzewania i mieszania. Szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, medycynie i zdrowiu, placówkach badawczych, szkołach wyższych i uniwersytetach, laboratoriach, mieszkankach płynów, Ostrzeżenie w temperaturze 50°C i wysokiej jakości materiały

laboratoryjne: ostrzeżenie "HOT" miga, gdy blat roboczy znajduje się powyżej 50°C, nawet jeśli płyta grzewcza jest wyłączona, aby zapobiec oparzeniom. Obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości jest odporna na wysokie temperatury i bardzo ognioodporna, bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wymaga konserwacji i zapewnia długą żywotność, Trzy lata gwarancji i wszystko, czego potrzebujesz: Jesteśmy producentem z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie produktów laboratoryjnych. Na to urządzenie udzielamy 3 lat gwarancji, jest dostarczane z czujnikiem temperatury, stojakiem i mieszadłem

- **Opis produktu:** Opis: ONiLAB MS-H280-Pro to idealne urządzenie do obsługi małych zadań objętościowych w codziennym użytku, jako mieszadło magnetyczne o niskiej temperaturze o maks. Temperatura w temperaturze 280°C. Mieszadło magnetyczne zapewnia mocne i równomierne mieszanie oraz bezpieczne podgrzewanie. Są one przydatne w biologii, fizyce, edukacji, przemyśle spożywczym itd. Są one zaprojektowane tak, aby były przydatne w laboratorium, w których stosowane są wyłącznie słabe kwasy/zasady. Wskazówki: 1. Podgrzej bez sondy, jeśli dokładna regulacja temperatury cieczy nie jest konieczna. Bez sondy płyta grzewcza nagrzewa się z dużą mocą. Podczas podłączania sondy płyta grzewcza zmniejsza wydajność dla dokładnej kontroli temperatury. Istnieje kilka sposobów, aby przyspieszyć czas nagrzewania po podłączeniu sondy, metody te są wykorzystywane przez wiele laboratoriów. a. Połóż pokrywkę na kubku. b. Owiń kubek odrobiną izolacji cieplnej z bawełny.
- **marka:** ONiLAB
- **nazwa przedmiotu:** ONiLAB Cyfrowy mieszadło magnetyczne LED 280°C z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, 200 – 1500 obr./min, 110 V, czujnik temperatury, stojak i mieszadło wchodzi w zakres dostawy
- **Napięcie:** 110
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-12T04:32:33.189Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** MS-H280 DE
- **styl:** 280 ze stojakiem

Parametry

Napięcie	110 V
Maksymalna prędkość obrotowa	1500 obr./min
Pojemność mieszania	5 l
Czujnik temperatury	PT1000

Zdjęcia

All You Need is Included

