



LUCIMED Luminette 3 Plus Okulary do Światłoterapii

Indeks: **815913** Producent: **Inny** Kod producenta: **0745844429340**

Cena: 1,039.50 zł

Opis

LUCIMED Luminette 3 Okulary do światłoterapii

Producent: Inny

Nowoczesne okulary do światłoterapii Luminette 3 to nowa, wygodna alternatywa dla tradycyjnych lamp antydepresyjnych. Dzięki specjalnie dobranej ekspozycji oczu na światło, dostarczają korzystnych efektów zdrowotnych w sposób komfortowy i efektywny. Doskonale rozwiązanie dla osób z depresją sezonową, przewlekłym zmęczeniem i zaburzeniami rytmu dobowego.

Okulary antydepresyjne Luminette są przystosowane do noszenia wraz z okularami korekcyjnymi, zapewniając wygodę i skuteczność terapii. Dzięki emisji światła zbliżonego do światła słonecznego, użytkownik może cieszyć się korzyściami terapii światłem bez konieczności przerywania codziennych czynności.

Innowacyjne okulary do światłoterapii Luminette 3 to skuteczne narzędzie do poprawy samopoczucia i walki z problemami spowodowanymi brakiem światła słonecznego. Praktyczne, wygodne i efektywne - idealne rozwiązanie dla osób poszukujących naturalnego wsparcia w poprawie nastroju i energii.

- Trzy poziomy natężenia światła
- Okulary Luminette zapewniają idealną ekspozycję oczu na specjalnie dobrane światło przy jednoczesnym zachowaniu pełnej widoczności
- Doskonale rozwiązanie również dla osób noszących okulary korekcyjne!
- Zastosowanie antydepresyjnych okularów Luminette: Przygnębienie, gorszy nastrój i smutek związany z brakiem światła słonecznego w okresie jesienno-zimowym. Depresja sezonowa, jesienna depresja, chandra. Przewlekłe zmęczenie, niechęć do aktywności, senność, brak energii i napędu do działania Zaburzenia rytmu dobowego, problemy ze snem, zbyt wczesnym lub zbyt późnym wstawaniem. Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jetlag), praca w godzinach nocnych, praca zmianowa
- **waga przedmiotu:** 1.83 ounces
- **punkt znaku wypunktowania:** Trzy poziomy natężenia światła, Okulary Luminette zapewniają idealną ekspozycję oczu na specjalnie dobrane światło przy jednoczesnym zachowaniu pełnej widoczności, Doskonale rozwiązanie również dla osób noszących okulary korekcyjne!, Zastosowanie antydepresyjnych okularów Luminette: Przygnębienie, gorszy nastrój i smutek związany z brakiem światła słonecznego w okresie jesienno-zimowym. Depresja sezonowa, jesienna depresja, chandra. Przewlekłe zmęczenie, niechęć do aktywności, senność, brak energii i napędu do działania Zaburzenia rytmu dobowego, problemy ze snem, zbyt wczesnym lub zbyt późnym wstawaniem. Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jetlag), praca w godzinach nocnych, praca zmianowa
- **Opis produktu:** OKULARY DO ŚWIATŁOTERAPII LUMINETTE 3Nowa, wygodna alternatywa dla lamp antydepresyjnych. Okulary Luminette zapewniają idealną ekspozycję oczu na specjalnie dobrane światło przy

jednoczesnym zachowaniu pełnej widoczności.Okulary Luminette efektywnie dostarczają światło zbliżone do światła słonecznego w najwygodniejszy sposób - bez ograniczeń związanych z tradycyjnymi lampami antydepresyjnymi. Wystarczy 20 minut każdego dnia rano, aby odczuć konkretne zdrowotne efekty działania światłoterapii. Podczas sesji można wykonywać różne domowe czynności, czytać lub pracować przy komputerze. Jednocześnie skuteczność działania okularów jest dokładnie taka sama jak lamp - co potwierdziły niezależne badania.Doskonałe rozwiązanie również dla osób noszących okulary korekcyjne!Okulary antydepresyjne Luminette pozostają w stałej odległości od siatkówki. Nie wpływają na pogorszenie widoczności i nie powodują oślepiania. Podczas terapii światłem przy użyciu antydepresyjnych okularów Luminette nie trzeba przerywać swoich codziennych czynności. Spokojnie można wykonywać wszystkie prace podczas ich używania! Kształt okularów zaprojektowany jest tak aby były one wygodne, nie przeszkadzały i mogły być noszone równocześnie z okularami korekcyjnymi.Skuteczność lampy do światłoterapii zależy od regularności jej stosowania. W praktyce czasem trudno siedzieć przy lampie do światłoterapii przez 30-60 minut dziennie. Przy tej samej skuteczności możemy używać przenośnych Luminette, które ustawiamy według własnych preferencji na 45, 30 lub 20 minut działania.Luminette emitują białe światło wzmocnione światłem niebieskim o zakresie 468 nm. Przy stosowaniu Luminette strumień światła dostaje się do oczu w naturalny sposób, tak jak światło słoneczne, i dociera do dolnych partii siatkówki, obszaru szczególnie bogatego w fotoreceptory.

- **marka:** Inny
- **liczba źródeł światła:** 3
- **ogólne słowo kluczowe:** OKULARY DO ŚWIATŁOTERAPII
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 745844429340, 0745844429340
- **rodzaj wykończenia:** Lakierowana sprayem
- **numer części:** 0745844429340
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.56 kilograms
- **producent:** Inny
- **zalecane węzły przeglądania:** 26948351031
- **numer modelu:** 0745844429340
- **specjalna funkcja:** Ładowalna
- **nazwa przedmiotu:** LUCIMED Luminette 3 Okulary do światłoterapii
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-02-25T08:18:47.580Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Rodzaj	Okulary do światłoterapii
Waga	1.83 ounces
Materiał	Tworzywo sztuczne
Poziomy natężenia światła	3
Marka	Inny

Zdjęcia



30 minutes a day

Beat the winter blues
and improve your sleep
in just 30 minutes
a day

