



Soles Orteza Kolana ROM z Zawiasami (Model SLS311)

Indeks: **815771** Producent: **Soles** Kod producenta: **SOLES29**

Cena: 498.57 zł

Opis

Soles Orteza ROM na zawiasach (SLS311)

Producent: Soles

Orteza kolana Soles ROM na zawiasach (SLS311) to profesjonalny produkt medyczny stworzony dla wsparcia kolana i ograniczenia zakresu ruchu. Zapewnia bezpieczeństwo kolana i umożliwia płynną regenerację dzięki wysokiej jakości materiałom i regulowanym parametrom. Idealna do użytku po urazach czy operacjach, produkt ten zapewni komfort i wsparcie przez długie godziny.

Zakres zastosowań tego produktu obejmuje wzmocnienie kolana po urazach więzadełowych, operacjach chirurgicznych czy złamaniach rzepki. Dzięki regulowanym parametrom rozmiaru i zakresu ruchu, podeszwa ROM na zawiasach jest odpowiednia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Może być noszona przez cały dzień, w nocy oraz podczas snu, zapewniając długotrwałe bezpieczeństwo i pomagając w regeneracji kolana.

Orteza kolana Soles ROM na zawiasach (SLS311) to niezawodne rozwiązanie dla osób potrzebujących wsparcia i stabilizacji kolana. Dzięki regulowanym zawiasom, możliwość ustawienia zakresu ruchu oraz wysokiej jakości materiałom, produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Bezpieczeństwo, komfort i skuteczność - to cechy, które wyróżniają tę ortezę na tle innych produktów na rynku.

- Wsparcie dla kolana klasy medycznej: Podeszwa kolano Rm Orthosis zaprojektowano tak, aby ograniczyć zakres ruchu, ROM, kolano, zapewniając bezpieczeństwo kolana i umożliwiając płynną regenerację. Metalowa podpórka i pokrętło na zawiasach wykonane są z wysokiej jakości stali dla maksymalnego bezpieczeństwa i wsparcia. Tarcze i opaski na nogi wykonane są z miękkiego, wyściełanego materiału na rzepy, a tarcze są również wyściełane, aby zapewnić komfort kolana.
- Odzyskiwanie: Podeszwa ortopedyczna do kolan służy do wzmocnienia kolana i ograniczania zakresu ruchu. Jest przeznaczony do stosowania szczególnie po urazach lub operacjach chirurgicznych związanych z przednim, środkowym i tylnym więzadłami krzyżowymi (mcl, acl, pcl), złamaniami rzepki, po całkowitej wymianie kolana lub implantacji kolana. Podeszwa kolano ROM Orthosis jest również stosowana do wszelkich urazów więzadła kolana lub operacji pooperacyjnych i zapobiega wszelkim formom ścinania na kolanach.
- Regulowany rozmiar: Podeszwa RM Orthosis jest bardzo regulowany. Stalowa klamra ma 65 cm długości i posiada wytnik na obu końcach i można ją odpowiednio skrócić o 10 lub 7,5 cm od góry i od dołu. Osłony na rzepy są w pełni regulowane do maksymalnego obwodu uda 65 cm, maksymalnego obwodu łydki 55 cm i maksymalnego obwodu kostki 50 cm. Może być stosowany przez dorosłych mężczyzn i kobiet.
- Regulowany zakres ruchów: Zakres ustawień ruchu podeszwy RM Orthosis jest ustawiany za pomocą pokręteł zginających i przedłużających obecnych po obu stronach kolana. Zginanie można regulować w zakresie od 0 do 120 stopni pod kątem 15 stopni, a przedłużenie można regulować w zakresie od 0 do 90 stopni w odstępach 15 stopni.
- Długotrwałe użytkowanie: Orteza podeszwy kolano nadaje się do długotrwałego użytkowania i może być noszona przez cały dzień i w nocy oraz podczas snu, zapewniając bezpieczeństwo kolana i pomagając przyspieszyć okres

regeneracji. Osłony na nogi są oddychające i wygodne. Do użytku z odzieżą lub bez.

- **zawarte komponenty:** Soles Orteza ROM na zawiasach (SLS311)
- **waga przedmiotu:** 1.0251483 pounds
- **Nazwa modelu:** SOLES29
- **opis przedziału wiekowego:** Dorosły
- **punkt znaku wypunktowania:** Wsparcie dla kolana klasy medycznej: Podeszwa kolano Rm Orthosis zaprojektowano tak, aby ograniczyć zakres ruchu, ROM, kolan, zapewniając bezpieczeństwo kolana i umożliwiając płynny regenerację. Metalowa podpórka i pokrętło na zawiasach wykonane są z wysokiej jakości stali dla maksymalnego bezpieczeństwa i wsparcia. Tarcze i opaski na nogi wykonane są z miękkiego, wyścielanego materiału na rzepy, a tarcze są również wyścielane, aby zapewnić komfort kolana., Odzyskiwanie: Podeszwa ortopedyczna do kolana służy do wzmocnienia kolana i ograniczania zakresu ruchu. Jest przeznaczony do stosowania szczególnie po urazach lub operacjach chirurgicznych związanych z przednim, środkowym i tylnym więzadłami krzyżowymi (mcl, acl, pcl), złamaniami rzepki, po całkowitej wymianie kolana lub implantacji kolana. Podeszwa kolano ROM Orthosis jest również stosowana do wszelkich urazów więzadła kolana lub operacji pooperacyjnych i zapobiega wszelkim formom ścinania na kolanach, Regulowany rozmiar: Podeszwa RM Orthosis jest bardzo regulowany. Stalowa klamra ma 65 cm długości i posiada wynik na obu końcach i można ją odpowiednio skrócić o 10 lub 7,5 cm od góry i od dołu. Osłony na rzepy są w pełni regulowane do maksymalnego obwodu uda 65 cm, maksymalnego obwodu łydki 55 cm i maksymalnego obwodu kostki 50 cm. Może być stosowany przez dorosłych mężczyzn i kobiet., Regulowany zakres ruchów: Zakres ustawień ruchu podeszwy RM Orthosis jest ustawiany za pomocą pokręteł zginających i przedłużających obecnych po obu stronach kolana. Zginanie można regulować w zakresie od 0 do 120 stopni pod kątem 15 stopni, a przedłużenie można regulować w zakresie od 0 do 90 stopni w odstępach 15 stopni., Długotrwałe użytkowanie: Orteza podeszwy kolano nadaje się do długotrwałego użytkowania i może być noszona przez cały dzień i w nocy oraz podczas snu, zapewniając bezpieczeństwo kolana i pomaga przyspieszyć okres regeneracji. Osłony na nogi są oddychające i wygodne. Do użytku z odzieżą lub bez.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Soles
- **ocena temperatury:** Ambient: 18 to 30 degrees
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Jeden rozmiar
- **numer części:** SOLES29
- **pleć docelowa:** unisex
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.8 kilograms
- **producent:** Soles
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 8698918508743, 08698918508743
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854602031
- **numer modelu:** SOLES29
- **nazwa przedmiotu:** Soles Orteza ROM na zawiasach (SLS311)
- **wymagana ocena ryzyka:** 1
- **instrukcje opieki:** Prać wyłącznie ręcznie
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Rozmiar	Jedna rozmiar
Waga produktu	0.48 kg
Waga opakowania	0.8 kg
Materiał	Stal, wyściółka oddychająca

Zdjęcia

