



Ultradźwiękowy Model Biopsji Węzłów Chłonnych EMM-JA-US

Indeks: **811625** Producent: **SZEMENTMD** Kod producenta: **EMM-JA-US**

Cena: **856.19 zł**

Opis

Ultradźwiękowy model do biopsji węzłów chłonnych, zestaw do ćwiczeń nakłuć, małe uszkodzenia, biopsja, żel krzemionkowy, edukacja, demonstracja, realistyczna ludzka skóra

Producent: SZEMENTMD

- [Zastosowanie]: Ultradźwiękowe powierzchniowe uszkodzenie węzłów chłonnych, ultradźwiękowe badanie węzłów chłonnych, praktyka nakłuwania węzłów chłonnych, praktyka nakłuwania torbieli prowadzona ultrasonograficznie, do edukacji medycznej, dla początkujących w powierzchniowych węzłach chłonnych torbielowate uszkodzenie punkpunktion
- [Funkcje]: obraz jest zbliżony do prawdziwego ludzkiego obrazu: materiał jest synonimem gęstości tkanki ludzkiej, prawdziwa imitacja ludzkiej skóry, mięśni, naczyń krwionośnych obrazów ultradźwiękowych, głębokość różnych miejsc uszkodzenia, dla operatora z różnymi trudnościami operacyjnymi, dzięki czemu operator jest w środowisku operacyjnym prawdziwych ludzi, praktyka i efekt edukacyjny jest lepszy
- [Dobra wydajność transmisji dźwięku]: materiał składa się z wielu formuł polimerowych, które mogą wyświetlać różne obrazy w skali szarości w różnych tkankach, aby odróżnić uszkodzenia od normalnej tkanki
- [Zastosowania]: Należy używać ze sprzęgiem ultradźwiękowym i sondą, może być używana z igłą do biopsji lub igłą do nakłuwania, może być używana wielokrotnie
- [Struktura]: Zastosowanie materiałów polimerowych równoważnych z ludzką tkanką, obrazowanie ultrasonograficzne równoważne rzeczywistym obrazom tkanek, obraz drobno płaski, o średnicy 1 cm i 1,5 cm niskiego grzbietu uszkodzenia, symuluje nieregularne uszkodzenia, średnica 1 cm rozmiar 1.
- **zawarte komponenty:** Wszystkie produkty
- **punkt znaku wypunktowania:** [Zastosowanie]: Ultradźwiękowe powierzchniowe uszkodzenie węzłów chłonnych, ultradźwiękowe badanie węzłów chłonnych, praktyka nakłuwania węzłów chłonnych, praktyka nakłuwania torbieli prowadzona ultrasonograficznie, do edukacji medycznej, dla początkujących w powierzchniowych węzłach chłonnych torbielowate uszkodzenie punkpunktion, [Funkcje]: obraz jest zbliżony do prawdziwego ludzkiego obrazu: materiał jest synonimem gęstości tkanki ludzkiej, prawdziwa imitacja ludzkiej skóry, mięśni, naczyń krwionośnych obrazów ultradźwiękowych, głębokość różnych miejsc uszkodzenia, dla operatora z różnymi trudnościami operacyjnymi, dzięki czemu operator jest w środowisku operacyjnym prawdziwych ludzi, praktyka i efekt edukacyjny jest lepszy, [Dobra wydajność transmisji dźwięku]: materiał składa się z wielu formuł polimerowych, które mogą wyświetlać różne obrazy w skali szarości w różnych tkankach, aby odróżnić uszkodzenia od normalnej tkanki, [Zastosowania]: Należy używać ze sprzęgiem ultradźwiękowym i sondą, może być używana z igłą do biopsji lub igłą do nakłuwania, może być używana wielokrotnie, [Struktura]: Zastosowanie materiałów polimerowych równoważnych z ludzką tkanką, obrazowanie ultrasonograficzne równoważne rzeczywistym obrazom tkanek, obraz drobno płaski, o średnicy 1 cm i 1,5 cm niskiego grzbietu uszkodzenia, symuluje nieregularne uszkodzenia, średnica 1 cm rozmiar 1.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Ultradźwiękowy model do biopsji węzłów chłonnych, zestaw do ćwiczeń nakłucia, małe uszkodzenia, biopsja, żel krzemionkowy, edukacja, demonstracja, realistyczna ludzka skóra
- **marka:** SZEMENTMD
- **kod unspsc:** 41120000
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 1.5 pounds
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Piercing-Modell
- **numer części:** EMM-JA-US
- **kolor:** EMM-JA
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.762 kilograms
- **producent:** SZEMENTMD
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6975037760200
- **zalecane węzły przeglądania:** 6588986031
- **numer modelu:** EMM-JA-US
- **nazwa przedmiotu:** Ultradźwiękowy model do biopsji węzłów chłonnych, zestaw do ćwiczeń nakłuć, małe uszkodzenia, biopsja, żel krzemionkowy, edukacja, demonstracja, realistyczna ludzka skóra
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-07T18:00:00.000Z
- **materiał:** EMM-TAK

Parametry

Waga	1,5 funta
Wymiary	średnica 1 cm i 1,5 cm
Materiał	polimery

Zdjęcia

ULTRASONIC PUNCTURE MODEL OF SUPERFICIAL LYMPH



