



## Uniwersalny Stabilizator Ramienia i Barku – Shouldfix II

Indeks: 740272 Producent: RO+TEN Kod producenta: PR2-8412

Cena: **198.64 zł**

### Opis

## Immobilizzatore per Braccio e Spalla Universale - Shouldfix II

Producent: RO+TEN

- złamania, obciążenia gleno-omeralne, zniekształcenia ramion, pooperacyjne złamania klatki piersiowej i operacje zapewniające luksus gleno-omeralny, pooperacyjne leczenie tenorrafii górnej części ciała wzdłuż bicepsu.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.26 kilograms
- **producent:** RO+TEN
- **waga przedmiotu:** 0.26 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8033986538153, 8087650284129, 8068020598442
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854481031, 20854600031
- **punkt znaku wypunktowania:** złamania, obciążenia gleno-omeralne, zniekształcenia ramion, pooperacyjne złamania klatki piersiowej i operacje zapewniające luksus gleno-omeralny, pooperacyjne leczenie tenorrafii górnej części ciała wzdłuż bicepsu.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** shouldfix II
- **Opis produktu:** Jest to praktyczne i niezawodne urządzenie medyczne, które zapewnia optymalne ułożenie ramion na plecach. Składa się z kieszeni na ramię, 2 ramiączek, taśmy podpierającej i ekskluzywnej tasiemki na łokcie. 4 komponenty umożliwiają dzięki swojej strukturze i zapięciu na rzepy optymalne dopasowanie do każdej pozycji ciała, aby osiągnąć odpowiednią pozycję ramion i barków, a także utrzymać ją w dzień i w nocy. Szczególnie zapobiega ślizganiu się ramienia, również po wielu godzinach i podczas snu. Intuicyjny w użyciu, można go założyć i zdjąć w ciągu kilku sekund. Przejrzysty radiowo Właściwości: Torba na ramię z zapięciem na rzepy, dla maksymalnego zakresu regulacji. Miękkie zapięcia na rzepy. Ekskluzywny bandaż na łokcie z tkaniny siatkowej. Taśma podpierająca z rzepem zapewnia maksymalny zakres regulacji. Wskazówki: Złamania z domu Gleno-omeralny luksus. Zniekształcenia ramion. Leczenie pooperacyjne złamania omeralnych i operacji w celu uzyskania luksusu leno-omeralnego. Leczenie pooperacyjne torrafii górnej części ciała uda uda. Rozmiar: Uniwersalny – oburęczny
- **marka:** ROTEN
- **nazwa przedmiotu:** Immobilizzatore per Braccio e Spalla Universale - Shouldfix II
- **rozmiar:** UN
- **numer części:** PR2-8412
- **płeć docelowa:** unisex

### Parametry

## Zdjęcia

