



Dia-PASO! CLASSIC - torba na pasek dla cukrzyków z przegrodą na insulinę i chłodzącą kieszonką

Indeks: 821397 Producent: Uwear Kod producenta: UB-DG2P-309

Cena: **163.93 zł**

Opis

Dia-GO! EASY - torba na pasek dla cukrzyków z miejscem do przechowywania i kieszenią chłodzącą na długopis dla insulinów | idealny dodatek podróżny

Producent: Uwear

- Miejsce do przechowywania glukomierza lub urządzenia do czytania, chusteczek i igieł.
- Utrzymuje chłód insuliny do 48 godzin dzięki chłodzącym kulkom żelowym (Dia-Cool on-board) dla 2 insuliny.
- Wytrzymały, kompaktowy i wygodny wokół talii.
- Elastyczna opaska z 3 regulowanymi warstwami i bardzo płaską klamrą dla dodatkowego komfortu.
- Dzielane przegródki na Twoje przekąski, tabletki z glukozyną i/lub przekąski.
- **kolor:** Black Knight
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.15 kilograms
- **producent:** Uwear
- **waga przedmiotu:** 140 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8994228060729
- **zalecane węzły przegładania:** 20860960031, 20854383031
- **punkt znaku wypunktowania:** Miejsce do przechowywania glukomierza lub urządzenia do czytania, chusteczek i igieł., Utrzymuje chłód insuliny do 48 godzin dzięki chłodzącym kulkom żelowym (Dia-Cool on-board) dla 2 insuliny., Wytrzymały, kompaktowy i wygodny wokół talii., Elastyczna opaska z 3 regulowanymi warstwami i bardzo płaską klamrą dla dodatkowego komfortu., Dzielane przegródki na Twoje przekąski, tabletki z glukozyną i/lub przekąski.
- **numer modelu:** UB-DG2P-309
- **Opis produktu:** Torba biodrowa Dia-Go! Łatwy i szybki Dia-Go Banane! Easy został zaprojektowany specjalnie do codziennego użytku i z uwzględnieniem potrzeb cukrzycy. Gdziekolwiek idziesz, Twoja bananowa Dia-Go! Easy umożliwia Państwu zabranie podstawowego wyposażenia wszędzie i stylowo: miernik poziomu cukru we krwi, lekarstwa, sztyft insulinowy, ... na plaży, w parku, w szkole, podczas pracy, podczas wędrowek lub na rowerze, Dia-Go Easy ma wszystko, aby ułatwić życie. Nadaje się dla wszystkich cukrzyków. Banan zawiera zestaw Dia-Cool, dzięki któremu możesz trzymać swoje insulinowe pisaki do -12 stopni, aby utrzymać je przez 48 godzin. Jak działa zestaw Dia-Cool? Dia-Cool jest aktywowany przez zanurzenie opakowania chłodzącego w wodzie. Kulki z żelom wodnym są bezpieczne i nietoksyczne, a wchłanianie wody. W zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza kulki hydrożelowe oddają zaabsorbowaną wodę, która następnie odparuje. Dokładnie jak pot na skórze, parowanie działa chłodząco. Proces parowania może utrzymywać wystarczająco niską temperaturę, aby bezpiecznie przechowywać insulinę i utrzymać ją do temperatury pokojowej 37°C.
- **marka:** Kaio-Dia
- **nazwa przedmiotu:** Dia-GO! EASY - torba na pasek dla cukrzyków z miejscem do przechowywania i kieszenią

chłodzącą na długopis dla insulinów | idealny dodatek podróżny

- **materiał:** Spandex
- **numer części:** UB-DG2P-309

Parametry

Kolor	Czarny
Waga	140 g
Producent	Kaio-Dia
Materiał	Spandex
Model	UB-DG2P-309

Zdjęcia

