



Kryoterapeutyczny Instafreezer Pro 2.0

Indeks: **822470** Producent: **Histofreezer** Kod producenta: **30591**

Cena: **398.35 zł**

Opis

Histofreezer Przenośne urządzenie do kryoterapii

Producent: Histofreezer

- Przenośne urządzenie do kryoterapii histofreezer łączy w sobie wydajność z przyjaznością dla użytkownika puszką z rozpylaczem
- Histofreezer jest tak samo skuteczny w niektórych zabiegach jak płynny azot
- Histofreezer Działa w przypadku większości brodawek w ciągu 20 do 40 sekund
- Zmniejsza blizny i utratę pigmentu na skórze
- Produkt podlega ścisłej kontroli jakości
- **punkt znaku wypunktowania:** Przenośne urządzenie do kryoterapii histofreezer łączy w sobie wydajność z przyjaznością dla użytkownika puszką z rozpylaczem, Histofreezer jest tak samo skuteczny w niektórych zabiegach jak płynny azot, Histofreezer Działa w przypadku większości brodawek w ciągu 20 do 40 sekund, Zmniejsza blizny i utratę pigmentu na skórze, Produkt podlega ścisłej kontroli jakości
- **marka:** Histofreezer
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Shelf Life
- **jest produktem z datą ważności:** 1
- **ogólne słowo kluczowe:** professional global store agent 30591 healthcare 0608337001020
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 850077006166, 608337001020, 0850077006166, 0608337001020, 00608337001020, 00850077006166
- **formularz pozycji:** kropla.
- **Liczba przedmiotów:** 160
- **objętość cieczy:** 160 milliliters
- **okres przydatności do spożycia fc:** 900 days
- **nazwa typu elementu:** Histofreezer H602 2 mm 2 x 80 ml + zestaw tipsów
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.26 kilograms
- **objętość elementu:** 160 milliliters
- **producent:** Histofreezer
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854381031, 26948299031, 20854492031
- **numer modelu:** 30591
- **nazwa przedmiotu:** Histofreezer Przenośne urządzenie do kryoterapii
- **data premiery:** 2019-07-29T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-02T14:38:13.576Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Producent	Histofreezer
Pojemność	160 ml
Waga	0.26 kg
Okres przydatności do spożycia	900 dni
Rodzaj	Przenośne urządzenie do kryoterapii

Zdjęcia

