



Lohmann-Rauscher Sensitive Care PU Opatrunek Piankowy 15x20 cm, 10 sztuk

Indeks: **786842** Producent: **Lohmann & Rauscher** Kod producenta: **108864**

Cena: **285.00 zł**

Opis

Lohmann-Rauscher 108864 Sensitive Border lite opatrunek z pianki PU, 15 cm x 20 cm, 10 sztuk

Producent: Lohmann-Rauscher

Opatrunek hydrokoloidowy Suprasorb H to innowacyjne rozwiązanie wspomagające gojenie się ran. Dzięki chłonnej matrycy i oddychającej folii nośnej zapewnia optymalne wilgotne otoczenie ran, minimalizując ryzyko uszkodzenia zdrowej skóry. Doskonale wchłania wysięk i tworzy spójny żel, przyspieszając proces gojenia. Nadaje się do różnych rodzajów ran, w tym wrzodów uciskowych, oparzeń i ran pooperacyjnych.

Bandaż Suprasorb H jest cienki, o wymiarach 15 x 15 cm, idealny do ran słabo i średnio wysiękowych. Może być stosowany przez kilka dni, zapewniając skuteczną ochronę ran. Doskonałe rozwiązanie dla pielęgnacji ran w różnych warunkach, dostosowane do różnych obszarów ciała.

Opatrunek Suprasorb H to produkt marki Lohmann & Rauscher, zapewniający wysoką jakość i skuteczność. Może być stosowany do ran niezakażonych, wspomagając proces gojenia i zapewniając ochronę ran przed zakażeniem. Dzięki różnym wersjom i rozmiarom, jest wszechstronnie stosowany w różnych warunkach klinicznych.

- Wymiary: 15 x 15 cm
- Wersja: cienka

- **klasyfikacja sterylności:** Sterylne
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.13 kilograms
- **producent:** Lohmann-Rauscher
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4056649328049
- **zalecane węzły przeglądu:** 20854504031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wymiary: 15 x 15 cm, Wersja: cienka
- **numer modelu:** 108864
- **Opis produktu:** Suprasorb H Hydrokoloidowy opatrunek Lepsza jakość produktu, rozszerzone wskazania i uproszczone stosowanie dzięki piktogramom – nowe opatrunki hydrokoloidowe Suprasorb H firmy Lohmann & Rauscher przekonują! Informacje o produkcie Suprasorb H 5 Suprasorb H cienkie 15 x 15 cm Bandaż hydrokoloidowy w ulepszonej jakości L&R. Składa się z chłonnej matrycy hydrokoloidowej. Oddychająca poliuretanowa folia nośna. Doskonała chłonność. Wysoka przepuszczalność pary wodnej Optymalne wilgotne otoczenie ran. Spektrum działania Suprasorb H Minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowej skóry ran. Szybko wchłania wysięk i tworzy spójny żel. Częstotliwość wymiany opatrunków zależy od stanu rany i ilości wydychanego wysięku Pozostaje na swoim miejscu tak długo, jak to możliwe. Zmiana opatrunków najpóźniej po 7 dniach lub w przypadku zapelnienia się wysiękiem.

Obszary zastosowania Suprasorb H Do niezakażonych ran. Do słabo i średnio wysiękowych ran powierzchniowych. Niezawodnie wspomaga gojenie się ran. Dostarczanie różnych wskazań przez różne wersje – standardowe, cienkie, sakrum i border W przypadku wrzodów uciskowych i nóg oparzeniami 1. i 2. Stopnie. Na miejscach pobieranych i odbiorczych skóry. Zastosowanie w przypadku otarć, wrzodów cukrzycowych lub ran pooperacyjnych.

- **marka:** Lohmann & Rauscher
- **nazwa przedmiotu:** Lohmann-Rauscher 108864 Sensitive Border lite opatrunek z pianki PU, 15 cm x 20 cm, 10 sztuk
- **formularz pozycji:** Żel, Pianka
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-02-11T06:24:44.901Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 15cm x 20cm
- **materiał:** Poliuretan
- **numer części:** 108864
- **przelicznik jednostek:** 5

Parametry

Wymiary	15 cm x 20 cm
Liczba sztuk w opakowaniu	10
Materiał	Pianka poliuretanowa
Klasyfikacja	Sterylna
Producent	Lohmann-Rauscher

Zdjęcia

