



Mankiety terapeutyczne Staudt na kolana L - wsparcie w artrozie i obrzękach

Indeks: **807831** Producent: **Staudt** Kod producenta: **9120011540317**

Cena: 352.12 zł

Opis

Staudt mankiety na kolana rozmiar L (para) w przypadku artrozy, wzdęć więzadeł, opuchlizny i ścięgien

Producent: Staudt

Terapeutyczne mankiety na kolana Staudt w rozmiarze L są doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących z powodu artrozy, wzdęć więzadeł, opuchlizny i ścięgien. Dzięki innowacyjnemu projektowi, mankiety zapewniają skuteczną terapię bez konieczności dużego nakładu pracy.

Wygodne w noszeniu, mankiety na kolana Staudt działają poprzez terapeutyczne połączenie zwrotne i ochronę zdrowych stawów. Można je zakładać jak podkolanówki i mocować na rzepy, co zapewnia wygodne i stabilne ułożenie. Dodatkowo, zaleca się stosowanie żelu Staudt z substancjami czynnymi z muszli zielonowargowej dla maksymalnego efektu terapeutycznego.

Dzięki mankiетom na kolana Staudt pacjenci z bólami artrozy mogą doświadczyć zauważalnej poprawy bez konieczności dużego wysiłku. Terapia jest prosta, skuteczna i korzystna dla zdrowia stawów. Odkryj wygodę i skuteczność terapeutycznych mankiетów Staudt już teraz!

- Bardzo częste dolegliwości związane z zużyciem (artrosen), a także przewlekłe urazy sportowe i dolegliwości innych przyczyn, przemawiają bardzo dobrze na mankiетach terapeutycznych STAUDT.
- Mankiety na kolana są noszone parami, aby uzyskać lepsze działanie poprzez terapeutyczne połączenie zwrotne dzięki refleksyjnym łukom na plecach i w celu ochrony zdrowych stawów zagrożonych przez delikatną postawę.
- Dodatkowo do pielęgnacji stawów należy stosować żel STAUDT 2 razy dziennie ze szczególnymi substancjami czynnymi nowozelandzkiej muszli zielonowargowej, aby poprawić efekt mankiетów.
- Mankiety na kolana są zakładane jak podkolanówki i mocowane na rzepy.
- Pacjentom, którzy od lat cierpią na bóle artrozy, mogą nawet całkowicie zrezygnować z dolegliwości związanych z bólami artrozy, bez dużego nakładu pracy
- **punkt znaku wypunktowania:** Bardzo częste dolegliwości związane z zużyciem (artrosen), a także przewlekłe urazy sportowe i dolegliwości innych przyczyn, przemawiają bardzo dobrze na mankiетach terapeutycznych STAUDT., Mankiety na kolana są noszone parami, aby uzyskać lepsze działanie poprzez terapeutyczne połączenie zwrotne dzięki refleksyjnym łukom na plecach i w celu ochrony zdrowych stawów zagrożonych przez delikatną postawę., Dodatkowo do pielęgnacji stawów należy stosować żel STAUDT 2 razy dziennie ze szczególnymi substancjami czynnymi nowozelandzkiej muszli zielonowargowej, aby poprawić efekt mankiетów., Mankiety na kolana są zakładane jak podkolanówki i mocowane na rzepy., Pacjentom, którzy od lat cierpią na bóle artrozy, mogą nawet całkowicie zrezygnować z dolegliwości związanych z bólami artrozy, bez dużego nakładu pracy

- **marka:** Staudt
- **ogólne słowo kluczowe:** Masaż i kompresy ciepłne, relaks, ciepło i terapia.
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 900 days
- **numer części:** 9120011540317
- **pleć docelowa:** unisex
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.326 kilograms
- **producent:** Staudt
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9120011540317
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854377031, 20854507031
- **numer modelu:** 9120011540317
- **nazwa przedmiotu:** Staudt mankiety na kolana rozmiar L (para) w przypadku artrozy, wzdęć więzadeł, opuchlizny i ścięgien
- **data premiery:** 2017-11-27T00:00:01Z

Parametry

Rozmiar	L
Materiał	elastyczny, oddychający
Zastosowanie	artroza, obrzęki, rehabilitacja