



## ODELYNE® Adara Pro – profesjonalna maska na twarz LED z terapią światłem

Indeks: **881381** Producent: **Odelyne**

**Cena: 768.42 zł**

### Opis

## ODELYNE® Adara Lite – maska na twarz LED, terapia światłem, z czystą podczerwienią 1072 nm i czerwonym światłem, terapia przed zmarszczkami i pielęgnacją skóry, celuje w cienkie linie

Producent: Odelyne

- Profesjonalne lampy LED: dzięki masce LED Adara Skin możesz oświetlić swoją skórę profesjonalnymi lampami LED. Maska wykorzystuje trzy różne długości fal do pielęgnacji skóry: światło bliskiej podczerwieni (850 nm), czerwone światło (630 nm) i niebieskie światło (465 nm).
- Optymalna gęstość 50 mW/cm<sup>2</sup>: maska LED Adara Skin zapewnia optymalną gęstość światła 50 mW/cm<sup>2</sup>. Umożliwia to przenikanie światła głęboko w skórę i stymuluje produkcję kolagenu i elastyny.
- 15 minut dziennie: w ciągu zaledwie 15 minut dziennie maska Adara Skin LED może przyczynić się do poprawy skóry. Niezależnie od tego, czy jako część porannej rutyny czy do relaksu wieczorem, maska LED jest lekka i przenośna, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku.
- Bezpieczna i wysokiej jakości: Adara Skin stawia na bezpieczeństwo i jakość: maska LED jest wykonana z wysokiej jakości silikonu, a światło jest wolne od niebezpiecznych promieni UV. Ciesz się bezpieczną i skuteczną terapią na twarz światłem czerwonym.
- Technologia potrójnej długości fali: ta ekskluzywna formuła opracowana przez Odelyne umożliwia jednocześnie stosowanie trzech różnych długości fal, dzięki czemu uzyskuje się lepszą gęstość światła i optymalizuje zalety terapii światłem LED maski.
- Na podstawie naukowej: Liczne badania wykazały zalety podczerwieni i czerwonego światła LED do pielęgnacji skóry, od redukcji drobnych linii i zmarszczek po poprawę tekstury i koloru skóry.

- **waga przedmiotu:** 850 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Profesjonalne lampy LED: dzięki masce LED Adara Skin możesz oświetlić swoją skórę profesjonalnymi lampami LED. Maska wykorzystuje trzy różne długości fal do pielęgnacji skóry: światło bliskiej podczerwieni (850 nm), czerwone światło (630 nm) i niebieskie światło (465 nm)., Optymalna gęstość 50 mW/cm<sup>2</sup>: maska LED Adara Skin zapewnia optymalną gęstość światła 50 mW/cm<sup>2</sup>. Umożliwia to przenikanie światła głęboko w skórę i stymuluje produkcję kolagenu i elastyny., 15 minut dziennie: w ciągu zaledwie 15 minut dziennie maska Adara Skin LED może przyczynić się do poprawy skóry. Niezależnie od tego, czy jako część porannej rutyny czy do relaksu wieczorem, maska LED jest lekka i przenośna, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku., Bezpieczna i wysokiej jakości: Adara Skin stawia na bezpieczeństwo i jakość: maska LED jest wykonana z wysokiej jakości silikonu, a światło jest wolne od niebezpiecznych promieni UV. Ciesz się bezpieczną i skuteczną terapią na twarz światłem czerwonym., Technologia potrójnej długości fali: ta ekskluzywna formuła opracowana przez Odelyne umożliwia jednocześnie stosowanie trzech różnych długości fal, dzięki czemu uzyskuje się lepszą gęstość światła i optymalizuje zalety terapii światłem LED maski., Na podstawie naukowej: Liczne badania wykazały zalety podczerwieni i

czerwonego światła LED do pielęgnacji skóry, od redukcji drobnych linii i zmarszczek po poprawę tekstury i kolorytu skóry.

- **Opis produktu:** Odkryj rewitalizującą moc terapii światłem czerwonym dzięki skórze Adara firmy Odelyne. Nasza maska świetlna wykorzystuje profesjonalne lampy LED o optymalnej gęstości 50 mW/cm<sup>2</sup>, które wnikają głęboko w skórę i stymulują produkcję kolagenu i elastyny, co ma kluczowe znaczenie dla elastyczności i jędrności skóry. Ciesz się promienną skórą i widocznymi efektami dzięki naszej technologii potrójnej długości fali. Nasza maska integruje światło bliskiej podczerwieni (850 nm), czerwone światło (czerwone światła) (630 nm) i niebieskie światło (465 nm) do kompleksowej terapii pielęgnacji skóry (terapia światłem twarzy). Wystarczy 15 minut dziennie, aby odnowić i odmłodzić skórę. Nasza maska LED na twarz (maska LED) jest bezpieczna i wolna od niebezpiecznych promieni UV. Wyprodukowana z wysokiej jakości silikonu, nasza maska jest lekka i przenośna, idealna do codziennej rutyny skincare. Korzystaj z zalet terapii światłem czerwonym (red light therapy face) i terapii światłem twarzy. Nasza maska LED (maska LED na twarz beauty) jest idealna do wszystkich rodzajów skóry i może być stosowana w połączeniu z innymi maskami na twarz (maska na twarz koreańska, maska na twarz z czerwonym światłem) w celu kompleksowej pielęgnacji. Jest to doskonale narzędzie do zapobiegania starzeniu się, oczyszczania porów i masażu twarzy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym praktykującym jogę, czy po prostu szukasz skutecznego rozwiązania dla promiennej skóry, maska LED marki Adara Skin będzie idealnym uzupełnieniem Twojego reżimu kosmetycznego. Odkryj zalety czerwonego światła i lampy na podczerwień dla skóry. Zwiększ swoje naturalne piękno dzięki masce LED Odelyne's Adara Skin LED. Łatwe zastosowanie, wyczuwalne rezultaty.


- **marka:** ODELYNE
- **kod unspsc:** 53131600
- **formularz pozycji:** Maska w arkuszu
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 1 sztuka (opakowanie 1 szt.)
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.9 pounds
- **typ skóry:** Wszystkie
- **producent:** Odelyne
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:** Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8437025982172
- **zalecane węzły przeglądania:** 161313031
- **korzyść produktu:** Rozjaśniająca
- **nazwa przedmiotu:** ODELYNE® Adara Lite – maska na twarz LED, terapia światłem, z czystą podczerwienią 1072 nm i czerwonym światłem, terapia przed zmarszczkami i pielęgnacją skóry, celuje w cienkie linie
- **wymagane baterie:** 1
- **styl życia:** SkinCare
- **data uruchomienia strony produktu:** 2025-04-09T09:12:56.078Z
- **słowo kluczowe grupy docelowej:** Unisex — dla dorosłych
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

## Parametry

|           |            |
|-----------|------------|
| Waga      | 850 grams  |
| Typ skóry | Wszystkie  |
| Zasilanie | Baterie: 1 |

DEEP  
NEAR-INFRARED  
1072nm

TARGETED PRECISION WHERE IT MATTERS MOST



**Nasolabial folds**  
Firms and smooths these deeper lines, enhancing overall facial harmony.

**Eye contour**  
Softens fine lines and boosts microcirculation, helping to reduce the appearance of dark circles and puffiness.