




Pas Brzuchowy Stabilizujący do Wózków Inwalidzkich - Rozmiar 2 (104-192cm)

Indeks: **729987** Producent: **Mobiclinic** Kod producenta: **QA-00420/705-2**

Cena: **191.32 zł**

Opis

Pas krokowy brzuszny, wózki inwalidzkie, krzesła lub fotele, dla osób, które mają tendencję do łatwego przesuwania się na krzesło, Rozmiar 2 (104-192cm)

Producent: Mobiclinic

Pas krokowy brzuszny w rozmiarze 2, idealny dla osób z tendencją do łatwego przesuwania się na krzesło. Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas posiedzenia. Wykonany z oddychających materiałów, zapewniających komfort i ochronę. Łatwy w zakładaniu i regulacji, doskonały do wózków inwalidzkich, krzeseł lub foteli.

Doskonały wybór dla osób z ograniczoną mobilnością, potrzebujących dodatkowego wsparcia i stabilizacji podczas siedzenia. Pas krokowy brzuszny o rozmiarze 2 (104-192cm) - idealny dla osób aktywnych i samodzielnych, chcących cieszyć się swobodą ruchu i komfortem.

- **BEZPIECZEŃSTWO:** Dzięki tej pasa biodrowego, destabilizacja osób z dobrym przednio stronie sterowania podczas posiedzenia należy unikać ze skłonnością do przesunąć fotel.
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie takiego systemu mocowania jest bardzo łatwy do zainstalowania, ponieważ ma taśm regulacji.
- **BREATHABLE:** Pas wykonany jest z oddychających materiałów sztywnych i (poliamid, pianka poliestrowa) „, dwóch różnych rozmiarach :. wybrać rozmiar, który najlepiej odpowiada ich anatomii. Wystarczy zmierzyć kontur biodra i wybrać rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego profilu „, unmolested. Forma ta zapewnia nie tylko bezpieczeństwo komputera osoby, która jest w co się ubrać, ale również komfort.
- **język:** german
- **Nazwa modelu:** Pas brzucha Dla Wózków Inwalidzkich Krzesła Lub Fotele Osoby Z Tendencją Do Poślizgu
- **punkt znaku wypunktowania:** **BEZPIECZEŃSTWO:** Dzięki tej pasa biodrowego, destabilizacja osób z dobrym przednio stronie sterowania podczas posiedzenia należy unikać ze skłonnością do przesunąć fotel., Łatwe zakładanie i zdejmowanie takiego systemu mocowania jest bardzo łatwy do zainstalowania, ponieważ ma taśm regulacji., **BREATHABLE:** Pas wykonany jest z oddychających materiałów sztywnych i (poliamid, pianka poliestrowa) „, dwóch różnych rozmiarach :. wybrać rozmiar, który najlepiej odpowiada ich anatomii. Wystarczy zmierzyć kontur biodra i wybrać rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego profilu „, unmolested. Forma ta zapewnia nie tylko bezpieczeństwo komputera osoby, która jest w co się ubrać, ale również komfort.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** Queraltó
- **rozmiar:** Talla 2 (104-192 cm)
- **numer części:** QA-00420/705-2

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.32 kilograms
- **producent:** Mobiclinic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8436036556525
- **zalecane węzły przeglądania:** 26948516031
- **numer modelu:** QA-00420/705-2
- **nazwa przedmiotu:** Pas krokowy brzuszny, wózki inwalidzkie, krzesła lub fotele, dla osób, które mają tendencję do łatwego przesuwania się na krzesła, Rozmiar 2 (104-192cm)
- **data premiery:** 2019-05-22T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-07-13T07:01:41.161Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Rozmiar	2 (104-192 cm)
Marka	Mobiclinic
Waga	0.32 kg
Materiał	Poliamid, Pianka Poliesterowa

Zdjęcia

