



Sensoryczny Zestaw AFH z Kamieniami

Indeks: 696687 Producent: AFH-Webshop Kod producenta: 222350-01

Cena: 736.34 zł

Opis

AFH zestaw sensoryczny Stone Beans z wanną i workiem do przechowywania, do stosowania na ciepło, do masażu palców, masażu ręcznego (duży)

Producent: AFH Webshop

- Koraliki AFH Sensorik Stone mogą pomóc w codziennych ch. Powstaje przyjemny efekt masażu, który może poprawić krążenie krwi. Możliwe jest również poprawa czułości (czujnik).
- W niebieskim worku bawełnianym można dobrze przechowywać ziarna Stone Beans. W celu chłodzenia ziaren AFH Stone należy włożyć worek z zawartością do lodówki. Dodatkowo worek zapobiega naładowaniu się materiału elektrostatycznego.
- Można je podgrzać w piekarniku w temperaturze 50°C lub w kuchence mikrofalowej za pomocą odpowiedniego pojemnika (na własne ryzyko), a następnie włożyć do worka. Koraliki AFH Sensorik Stone są dezynfekowane i dzięki temu zapewniają długotrwałe użytkowanie. Ponieważ mają dobre właściwości masujące i dobrze przenoszą ciepło, są one alternatywą dla rzepaku.
- Wybór rozmiarów: duża wanna (ok. 53,0 x 38,0 x 14,5 cm) z 5,0 kg ziaren kamiennych lub mała wanna (ok. 40,0 x 29,5 x 14,0 cm) z ok. 2,5 kg kamiennych ziaren

- **waga przedmiotu:** 5 kilograms

- **Nazwa modelu:** av2023-AFH Webshop-afh sensorik komplettset stone beans mit wanne und aufbewahrungsbeutel zur wrmeanwendung kltanwendung fingermassage handmassage-92e5cc4b

- **punkt znaku wypunktowania:** Koraliki AFH Sensorik Stone mogą pomóc w codziennych ch. Powstaje przyjemny efekt masażu, który może poprawić krążenie krwi. Możliwe jest również poprawa czułości (czujnik)., W niebieskim worku bawełnianym można dobrze przechowywać ziarna Stone Beans. W celu chłodzenia ziaren AFH Stone należy włożyć worek z zawartością do lodówki. Dodatkowo worek zapobiega naładowaniu się materiału elektrostatycznego., Można je podgrzać w piekarniku w temperaturze 50°C lub w kuchence mikrofalowej za pomocą odpowiedniego pojemnika (na własne ryzyko), a następnie włożyć do worka. Koraliki AFH Sensorik Stone są dezynfekowane i dzięki temu zapewniają długotrwałe użytkowanie. Ponieważ mają dobre właściwości masujące i dobrze przenoszą ciepło, są one alternatywą dla rzepaku., Wybór rozmiarów: duża wanna (ok. 53,0 x 38,0 x 14,5 cm) z 5,0 kg ziaren kamiennych lub mała wanna (ok. 40,0 x 29,5 x 14,0 cm) z ok. 2,5 kg kamiennych ziaren

- **Opis produktu:** AFH zestaw sensoryczny Stone Beans Koraliki AFH Sensorik Stone mogą pomóc w codziennych ch. Powstaje przyjemny efekt masażu, który może poprawić krążenie krwi. Możliwe jest również poprawa czułości (czujnik). W niebieskim worku bawełnianym można dobrze przechowywać ziarna Stone Beans. W celu chłodzenia ziaren AFH Stone należy włożyć worek z zawartością do lodówki. Dodatkowo worek zapobiega naładowaniu się materiału elektrostatycznego. Można je podgrzać w piekarniku w temperaturze 50°C lub w kuchence mikrofalowej za pomocą odpowiedniego pojemnika (na własne ryzyko), a następnie włożyć do worka. Koraliki AFH Sensorik Stone są dezynfekowane i dzięki temu zapewniają długotrwałe użytkowanie. Ponieważ mają dobre właściwości masujące i dobrze przenoszą ciepło, są one alternatywą dla rzepaku. Po schłodzeniu lub podgrzaniu ziaren kamiennych należy naciągnąć bawełniany worek na wannę w celu użycia i już można zaczynać. Spełnia aktualne europejskie standardy

EN71/CE ("Safety Toys") i aktualne europejskie standardy rozporządzenia REACH 1907/2006 (Safety Products). Wybór rozmiaru Duża wanna (ok. 53,0 x 38,0 x 14,5 cm) z 5,0 kg ziaren kamiennych. Mała wanna (ok. 40,0 x 29,5 x 14,0 cm) z ok. 2,5 kg kamiennych ziaren Mała wanna jest składana na wysokość ok. 4,5 cm. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ponieważ zawierają małe części, które mogą zostać połknięte.

- **marka:** AFH Webshop
- **kod unspsc:** 53131700
- **poziom opakowania:** unit
- **kierunki:** [PARTIAL] Zur Kühlung von den AFH Stone Beans, den Beutel mit Inhalt in den Kühlschrank legen. Im Backofen bei 50°C oder der Mikrowelle mit einem geeigneten Behälter erwärmen und anschließend in den Beutel füllen.
- **rozmiar:** groß
- **numer części:** 2222350-01
- **określone zastosowania produktu:** hands
- **kolor:** Bunt
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.18 kilograms
- **producent:** AFH Webshop
- **ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:** Achtung: Verwenden Sie die Massageeinheit nicht bei extremer Hitze oder Kälte und stellen Sie sicher, dass Sie sie nicht überbeanspruchen, um Verletzungen oder übermäßigen Stress zu vermeiden.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4251174541530
- **zalecane węzły przeglądania:** 2860616031
- **docelowa część ciała:** hands
- **numer modelu:** 2222350-01
- **specjalna funkcja:** Hitze
- **korzyść produktu:** Stressabbau
- **nazwa przedmiotu:** AFH zestaw sensoryczny Stone Beans z wanną i workiem do przechowywania, do stosowania na ciepło, do masażu palców, masażu ręcznego (duży)
- **data premiery:** 2023-07-21T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-12-06T07:07:17.417Z
- **materiał:** Baumwolle (Cotton)
- **klasa produktu:** Heim
- **jest bezprzewodowy:** 1
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Rozmiar	duży
Waga	5 kg
Materiał	bawełna
Odpowiedni dla dzieci	powyżej 3 roku życia

Zdjęcia

