



Silikonowa Maska LED do Terapie Światłnej Bliuozr - 4 Rodzaje Fal Świetlnych

Indeks: 871580 Producent: Bliuozr

Cena: 665.98 zł

Opis

Maska na twarz LED Terapia światłem, maska na twarz z czerwonym światłem silikonowa, domowa maska odmładzająca dla wszystkich rodzajów skóry

Producent: Bliuozr

- **【4 rodzaje fal świetlnych】** Czerwone światło (630nm) pomaga rozjaśnić skórę i zredukować plamy pigmentacyjne. Niebieskie światło (410nm) jest skuteczne w walce z trądzikiem i wypryskami. Żółtawe światło (590nm) poprawia elastyczność i gładkość skóry oraz pomaga przeciwdziałać starzeniu się skóry. Światło podczerwone (850nm) stymuluje produkcję kolagenu i zwiększa jędrność skóry, dzięki czemu skóra wygląda młodziej i jędrniej.
- **Wysoce skuteczna technologia LED】** Maseczka do twarzy LED to rewolucyjne urządzenie do pielęgnacji skóry, które działa w oparciu o nowoczesne technologie LED. Maska posiada 340 diod LED o dużej mocy, które gwarantują równomierną i głęboką pielęgnację skóry. Diody LED emitują różne rodzaje fal świetlnych, które są specjalnie dostosowane do różnych typów skóry i jej potrzeb. Dzięki tej masce można skutecznie leczyć i poprawiać problemy skórne, takie jak plamy pigmentacyjne, trądzik i inne.
- **【Materiał silikonowy klasy spożywczej】** Twarz maski z czerwonym światłem wykonana jest z silikonu spożywczego, który jest nie tylko przyjazny dla skóry i miękki, ale także bardzo elastyczny i wygodny. Jest delikatny dla skóry, gwarantując wysoki poziom komfortu, a jednocześnie lepiej dopasowuje się do twarzy, zapewniając długotrwałą i skuteczniejszą pielęgnację skóry. Jest również łatwa w czyszczeniu i konserwacji.
- **【Przyjazna dla użytkownika obsługa】** Czerwona maska na twarz ma trzy różne tryby pielęgnacji skóry, obsługa jest prosta i intuicyjna, można wybrać w zależności od potrzeb skóry. Zakres dostawy obejmuje maskę, kabel do ładowania, pasek mocujący, maskę na oczy i instrukcję obsługi. Pasek mocujący zapewnia, że maska dobrze przylega do twarzy, dzięki czemu można z niej łatwo korzystać w pozycji stojącej lub leżącej, a maska na oczy zapewnia ochronę oczu.
- **【Profesjonalna pielęgnacja skóry w domu】** Maska do terapii światłem LED jest lekka i kompaktowa, a po pełnym naładowaniu nie wymaga irytujących kabli. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, w pracy czy w czasie wolnym, możesz kontynuować rutynową pielęgnację skóry w dowolnym miejscu i czasie, nie rezygnując z efektów profesjonalnej pielęgnacji skóry. Trzymaj się 10 minut 3-5 razy w tygodniu, aby uzyskać nieoczekiwane rezultaty.
- **punkt znaku wypunktowania: 【4 rodzaje fal świetlnych】** Czerwone światło (630nm) pomaga rozjaśnić skórę i zredukować plamy pigmentacyjne. Niebieskie światło (410nm) jest skuteczne w walce z trądzikiem i wypryskami. Żółtawe światło (590nm) poprawia elastyczność i gładkość skóry oraz pomaga przeciwdziałać starzeniu się skóry. Światło podczerwone (850nm) stymuluje produkcję kolagenu i zwiększa jędrność skóry, dzięki czemu skóra wygląda młodziej i jędrniej., **Wysoce skuteczna technologia LED】** Maseczka do twarzy LED to rewolucyjne urządzenie do pielęgnacji skóry, które działa w oparciu o nowoczesne technologie LED. Maska posiada 340 diod LED o dużej mocy, które gwarantują równomierną i głęboką pielęgnację skóry. Diody LED emitują różne rodzaje fal świetlnych, które są

specjalnie dostosowane do różnych typów skóry i jej potrzeb. Dzięki tej masce można skutecznie leczyć i poprawiać problemy skórne, takie jak plamy pigmentacyjne, trądzik i inne., 【Materiał silikonowy klasy spożywczej】 Twarz maski z czerwonym światłem wykonana jest z silikonu spożywczego, który jest nie tylko przyjazny dla skóry i miękkiej, ale także bardzo elastyczny i wygodny. Jest delikatny dla skóry, gwarantując wysoki poziom komfortu, a jednocześnie lepiej dopasowuje się do twarzy, zapewniając długotrwałą i skuteczniejszą pielęgnację skóry. Jest również łatwa w czyszczeniu i konserwacji., 【Przyjazna dla użytkownika obsługa】 Czerwona maska na twarz ma trzy różne tryby pielęgnacji skóry, obsługa jest prosta i intuicyjna, można wybrać w zależności od potrzeb skóry. Zakres dostawy obejmuje maskę, kabel do ładowania, pasek mocujący, maskę na oczy i instrukcję obsługi. Pasek mocujący zapewnia, że maska dobrze przylega do twarzy, dzięki czemu można z niej łatwo korzystać w pozycji stojącej lub leżącej, a maska na oczy zapewnia ochronę oczu., 【Profesjonalna pielęgnacja skóry w domu】 Maska do terapii światłem LED jest lekka i kompaktowa, a po pełnym naładowaniu nie wymaga irytujących kabli. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, w pracy czy w czasie wolnym, możesz kontynuować rutynową pielęgnację skóry w dowolnym miejscu i czasie, nie rezygnując z efektów profesjonalnej pielęgnacji skóry. Trzymaj się 10 minut 3-5 razy w tygodniu, aby uzyskać nieoczekiwane rezultaty.

- **zapach:** Unscented
- **Opis produktu:** 1
- **marka:** Bliuozr
- **kod unspsc:** 53131600
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 761164707678, 0761164707678
- **formularz pozycji:** Maska w arkuszu
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.79 kilograms
- **typ skóry:** Normalna
- **producent:** Bliuozr
- **ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:** no
- **zalecane węzły przeglądania:** 20805715031
- **składniki:** silicone
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **korzyść produktu:** Przeciw starzeniu się
- **nazwa przedmiotu:** Maska na twarz LED Terapia światłem, maska na twarz z czerwonym światłem silikonowa, domowa maska odmładzająca dla wszystkich rodzajów skóry
- **styl życia:** Masowe Piękno
- **data uruchomienia strony produktu:** 2025-01-21T04:16:37.419Z
- **słowo kluczowe grupy docelowej:** Unisex — dla dorosłych
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Rodzaj produktu	Maska LED
Waga	0.79 kg
Kolor	Silikonowy przezroczysty

Zdjęcia

Quadruple Complex Light Therapy Technology

3 Hybrid LED Skincare Modes

Before

After

Press First Time: ACNE REMOVING MODE
Red light 630nm + Infrared light 850nm.
Reduces Acne, Inhibits Oil Secretion, Refines Pores

Before

After

Press Second Time: SOOTHING MODE
Red light 630nm + Blue light 410nm + Infrared light 850nm
Anti-aging, Repairing Skin Damage, Maintain Healthy and Stable State

Before

After

Press Third Time: WHITENING AND BRIGHTENING MODE
Red light 630nm + Yellow light 590nm + Infrared light 850nm
Brightens Skin Tone, Improves Dullness

