



## TensCare EnergoToner - Stożkowy Trenażer Mięśni Dna Miednicy, Szary

Indeks: **832980** Producent: **Tenscare** Kod producenta: **K-KT-DE**

Cena: **299.63 zł**

### Opis

## TensCare Stożkowy toner, trenażer dna miednicy - mocny stymulator mięśni do wzmocnienia mięśni dna miednicy, szary

Producent: TensCare

Mocny stymulator mięśni dna miednicy - trenażer stożkowy TensCare to innowacyjne urządzenie przeznaczone dla dorosłych kobiet do wzmocnienia mięśni dna miednicy. Specjalnie zaprojektowany, aby poprawić zdrowie seksualne i zwiększyć przyjemność z seksu.

Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, posiada dwie wstępnie ustawione programy treningowe i różne czasy treningu. Codzienne stosowanie przez 1-3 miesiące przynosi zauważalne efekty poprawy. Standardowy czas trwania leczenia to 20 minut, ale można go dostosować do własnych preferencji.

- Toner stożkowy jest przeznaczony dla dorosłych kobiet, które cierpią na niewololonną utratę moczu z powodu kaszlu, śmiechu, kichania lub uprawiania sportu (znane jako stresowe nietrzymanie moczu)
- Toner stożkowy jest bardzo łatwy w obsłudze, z dwoma wstępnie ustawionymi programami treningowymi, dwoma różnymi czasami treningu i łatwą obsługą przycisków
- Silne i zdrowe mięśnie dna miednicy poprawiają zdrowie seksualne i zwiększają radość z seksu
- Skuteczne leczenie wymaga codziennego stosowania przez okres od jednego do trzech miesięcy. Po około czterech tygodniach można zauważyć poprawę
- Czas trwania leczenia został standardowo ustalony na 20 minut, aby upewnić się, że mięśnie dna miednicy nie są nadmiernie męczone. Tę funkcję można jednak zmienić ręcznie
- **waga przedmiotu:** 0.11 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Toner stożkowy jest przeznaczony dla dorosłych kobiet, które cierpią na niewololonną utratę moczu z powodu kaszlu, śmiechu, kichania lub uprawiania sportu (znane jako stresowe nietrzymanie moczu), Toner stożkowy jest bardzo łatwy w obsłudze, z dwoma wstępnie ustawionymi programami treningowymi, dwoma różnymi czasami treningu i łatwą obsługą przycisków, Silne i zdrowe mięśnie dna miednicy poprawiają zdrowie seksualne i zwiększają radość z seksu, Skuteczne leczenie wymaga codziennego stosowania przez okres od jednego do trzech miesięcy. Po około czterech tygodniach można zauważyć poprawę, Czas trwania leczenia został standardowo ustalony na 20 minut, aby upewnić się, że mięśnie dna miednicy nie są nadmiernie męczone. Tę funkcję można jednak zmienić ręcznie
- **marka:** TensCare
- **ogólne słowo kluczowe:** TensCare, TensCare Drogerie & pielęgnacja ciała, Urządzenia do stymulacji mięśni i nerwów, TensCare urządzenie do stymulacji mięśni i nerwów, TensCare Drogerie i pielęgnacja ciała urządzenia do

stymulacji mięśni i nerwów

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** K-KT-DE
- **kolor:** szary
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.36 kilograms
- **producent:** TensCare
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5033435134380
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854487031
- **numer modelu:** K-KT-DE
- **nazwa przedmiotu:** TensCare Stożkowy toner, trener dna miednicy - mocny stymulator mięśni do wzmocnienia mięśni dna miednicy, szary
- **wymagane baterie:** 1
- **data premiery:** 2019-09-01T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-18T21:45:57.582Z
- **zawiera baterie:** 1

## Parametry

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Kolor           | szary                           |
| Waga przedmiotu | 0.11 kg                         |
| Waga opakowania | 0.36 kg                         |
| Producent       | TensCare                        |
| Powód do zakupu | wzmocnienie mięśni dna miednicy |

## Zdjęcia

