



Zestaw do Destylacji Parowej 2000 ml - Profesjonalny Oczyszczacz

Indeks: 700905 Producent: Fayelong Kod producenta: lab distillation 04_UK

Cena: 1,335.00 zł

Opis

Nowy 2000 ml laboratoryjny olejek eteryczny aparat do destylacji parowej zestawu wyroby szklane destylator wody oczyszczacz z piecem na gorąco kondensator Graham

Producent: FAYELONG

- 1. Rok z bezpłatną wymianą.
- 4. W zestawie etui i pianka do przechowywania wszystkich elementów.
- 2. Idealny zestaw do laboratoriów chemii organicznej, destylacji, destylacji frakcyjnej, separacji, oczyszczania i syntezy.
- 5. Wiele powiązanych filmów poradniczych, łatwe w obsłudze.
- 3. Wszystkie kolby wykonane są ze szkła borokrzemowego 3,3, które jest ręcznie dmuchane i polerowane, aby zapewnić idealne dopasowanie.
- **waga opakowania przedmiotu:** 7.37 kilograms
- **pojemność:** 2000 milliliters
- **producent:** FAYELONG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3657460488922
- **zalecane węzły przeglądan:** 20784400031
- **punkt znaku wypunktowania:** 1. Rok z bezpłatną wymianą., 4. W zestawie etui i pianka do przechowywania wszystkich elementów., 2. Idealny zestaw do laboratoriów chemii organicznej, destylacji, destylacji frakcyjnej, separacji, oczyszczania i syntezy., 5. Wiele powiązanych filmów poradniczych, łatwe w obsłudze., 3. Wszystkie kolby wykonane są ze szkła borokrzemowego 3,3, które jest ręcznie dmuchane i polerowane, aby zapewnić idealne dopasowanie.
- **Opis produktu:** Informacje o firmie: Jesteśmy jednym z wiodących eksporterów i hurtowników błyszczących kamieni księżycowych, środków czyszczących do węży, kasków i odmian produktów w Chinach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz profesjonalny zespół produkcyjny i badawczo-rozwojowy. Co więcej, nadal będziemy mieć więcej nowych potencjalnych produktów. Opakowanie zawiera: 1 x piec elektroniczny 1500 W (120 V lub 220 V) 1 x żelazne stojaki laboratoryjne 1 x 2000 ml butelka do gotowania z 2 szyjkami 1 x 2000 ml butelka do napełniania 1 x głowica destylacyjna ze złączem gruntowym 50/40 i 24/40 Skraplacz Graham 1 x 300 mm ze złączem S35 i 24/40 1 x Odbiornik / lejek separacyjny z teflonowym stopcem, przegub 24/40 1 x szklany korek 24/40 2 x plastikowy klips 24/40 1 x plastikowy klips 45 # 1 x klips ze stali nierdzewnej S35 Wąż gumowy 2 metry Specyfikacja: Gwarancja: 1 rok Stan: nowy Typ: aparat do destylacji laboratoryjnej Pojemność: 2000 ml Materiał piersiówki: BORO3.3 Funkcja: 1. Oddziel płynną mieszaninę. 2. Przetestuj temperaturę wrzenia czystych związków. 3. Oczyszczanie i destylacja. 4. Odzyskaj rozpuszczalniki lub zaparzoną część rozpuszczalnika w celu wzbogacenia. Ważne informacje: 1. Włóż kilka uszkodzonych ceramiki do kolby destylacyjnej, aby zapobiec uderzaniu alkoholu. 2. Lukier wewnątrz kolby destylacyjnej nie może przekraczać 2/3 objętości ani mniej niż 1/3 objętości. 3. Chłodząca woda wewnątrz rury skraplacza dostaje

się do ust i wydostaje się z rany. 4. Ogrzewana temperatura nie może przekraczać temperatury wrzenia najwyższej mieszanki materiału.

- **marka:** Fayelong
- **ogólne słowo kluczowe:** destylacja laboratoryjna aparat do destylacji olejek eteryczny destylacja czystej wody destylator wody zestawy wyrobów szklanych laboratoryjnych
- **nazwa przedmiotu:** Nowy 2000 ml laboratoryjny olejek eteryczny aparat do destylacji parowej zestawy wyroby szklane destylator wody oczyszczacz z piecem na gorąco kondensator Graham
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T17:49:28.328Z
- **materiał:** Szkło

Parametry

Waga pakowania	7.37 kg
Pojemność	2000 ml
Producent	FAYELONG
Zewnętrzny identyfikator produktu	3657460488922
Zalecany węzeł przeglądania	20784400031
Typ	Aparat do destylacji laboratoryjnej
Gwarancja	1 rok
Materiał kolby	BORO3.3

Zdjęcia

